

**Wir empfehlen diese Fluorescent Pink/CMYK-Mischungen  
für besonders leuchtende individuelle Farben:**



**CMYK Original:**



Cyan: **50 %**



Gelb: **50 %**



Gelb: **100 %**



Magenta: **50 %**  
Gelb: **50 %**



Magenta: **100 %**  
Gelb: **100 %**

**CMYK + Fluorescent Pink:**



Cyan: **50 %**  
FPink: **100 %**



Gelb: **50 %**  
FPink: **100 %**



Gelb: **100 %**  
FPink: **100 %**



Magenta: **50 %**  
Gelb: **50 %**  
FPink: **100 %**



Magenta: **100 %**  
Gelb: **100 %**  
FPink: **100 %**

**Während Fluorescent Pink beim Mischen mit CMYK eine vorteilhafte Lebendigkeit hinzufügt,  
wird durch das Mischen die Fluoreszenz der Tinte im UV-Licht reduziert oder eliminiert.**